

	Histología tarifas 2026				
	IIBM	Otros CSIC, UAM	AGE, OPIs, Univers.	Externos	Coste Total
			Coste total + 5%	Coste total + 15%	
Bloque Parafina (1U = 1bloque)	3,08	3,61	6,98	7,64	6,64
Bloque Parafina con Descalcificación (1U = 1bloque)	4,83	5,66	9,25	10,13	8,81
Cortar Bloque Parafina (1U = 1porta)	1,36	1,60	5,99	6,57	5,71
Cortar Bloque Parafina para extracción RNA (1U = 1muestra)	1,1	1,30	7,73	8,47	7,37
Contrastar y montar HE/E Parafina (1U = 5portas)	2,68	3,14	16,23	17,78	15,46
Contrastar y montar HE/E Parafina (1U = 10portas)	3,85	4,51	24,08	26,38	22,94
Contrastar y montar Sirius Red Parafina (1U = 5portas)	5,8	6,80	20,28	22,21	19,31
Contrastar y montar Sirius Red Parafina (1U = 10portas)	9,25	10,85	31,09	34,05	29,61
Contrastar y montar Sirius Red + HE Parafina (1U = 10portas)	16,81	19,72	40,89	44,79	38,95
Contrastar y montar Nissl Parafina (1U = 5portas)	3,7	4,34	17,55	19,22	16,72
Contrastar y montar Nissl Parafina (1U = 10portas)	5,9	6,93	26,75	29,3	25,48
Contrastar y montar Tricrómico Masson Parafina (1U = 10portas)	23,97	28,12	50,18	54,96	47,79
Contrastar y montar PAS Parafina (1U = 10portas)	4,4	5,16	24,8	27,16	23,62
Contrastar y montar Perls Parafina (1U = 10portas)	3,33	3,90	23,41	25,64	22,29
Otras tinciones Parafina 5 portas	2,07	2,42	15,43	16,9	14,7
Otras tinciones Parafina 10 portas	2,63	3,08	22,5	24,64	21,43
Bloque Congelado OCT (1U = 1bloque)	0,92	1,08	6,02	6,6	5,74
Cortar Bloque OCT para porta (1U = 1porta)	1,24	1,46	6,67	7,31	6,35
Cortar Bloque OCT para flotación (1U = 1muestra)	1,18	1,38	20,92	22,91	19,92
Contrastar y montar HE/E Congelado (1U = 5portas)	2,31	2,71	9,34	10,23	8,89
Contrastar y montar HE/E Congelado (1U = 10portas)	3,38	3,97	17,14	18,22	16,32
Contrastar y montar Nissl Congelado (1U = 5portas)	3,34	3,92	11,97	13,11	11,4
Contrastar y montar Nissl Congelado (1U = 10portas)	5,43	6,37	19,79	21,68	18,85
Contrastar y montar Tricrómico Masson Congelado (1U = 10portas)	23,96	28,11	43,83	48	41,74
Contrastar y montar PAS Congelado (1U = 10portas)	3,93	4,61	17,86	19,56	17
Contrastar y montar Perls Congelado(1U = 10portas)	2,86	3,36	16,47	18,03	15,68
Contrastar y montar OilRedO + HE Congelado (1U = 10portas)	4,39	5,15	31,81	34,84	30,3